

## VC.3036 Caméra HD couleur

### POINTS ESSENTIELS

- ✓ Caméra couleur HD 1080p de 6 Mpix
- ✓ 3264 x 960 pixels en mode de capture
- ✓ 1920 x 1080 pixels en mode direct (HDMI 60fps)
- ✓ 1920 x 720 pixels en enregistrement de vidéo
- ✓ Sorties HDMI, USB 2 et carte mémoire SD
- ✓ Interface à monture C
- ✓ Souris intégrée dans le logiciel
- ✓ Compatible avec logiciel ImageFocus 4



### Caractéristiques techniques

Capteur	CMOS, HDMI 6.0 Méga pixels
Format	1/2,7", HDTV 1080p (50/60 Hz)
Pixels	3264 x 1836 (mode capture), 1920 x 1080p pixels (visualisation en direct)
Vidéo	1280 x 720p pixels en enregistrement de vidéo
Mode de balayage	Progressif. Sensibilité 510 mV
Bruit	3D fonction de réduction du bruit
Balance des blancs	Automatique/manuel
Sorties Vidéo	HDMI numérique, USB 2
Enregistrement	Carte mémoire SD standard grande vitesse de 8GB ou USB-2
Touches de la caméra	On/Off
Monture	Monture C
Alimentation	Adaptateur externe de 220/110 Vac to 12 Vdc/2A
Environnement	0 – 60° C, 45-85 % d'humidité
Température de	
Stockage	De -20 à 70° Celsius
Livré avec	Câble HDMI, câble USB 2, alimentation 12Vdc/2A, Carte mémoire SD à grande vitesse de 8 Gb et souris USB-2. Sans adaptateur 0.3x. Le logiciel avec souris intégrée pour la capture d'images, enregistrement vidéo HD 1080p, comparaison des images et vérification des images et vidéos capturés. Convient pour le logiciel ImageFocus 4, Windows XP et supérieur

Référence produit VC.3036



Datasheet v.429011

